

# Bioart Collactive Gel Kit

REF HE2026



STERILE R



MD

CE



LOT: 250420



Tek Kullanımlıktır - Tekrar Kullanmayınız



Dondurmayınız



Güneş ışığından koruyunuz.

## İÇERİK:

- ◆ Biovial - 48mg/3ml HA
- ◆ Arthrys 2mg/2ml Hidrolize Peptit
- ◆ **TEK KULLANIMLIK HİPODERMİK İĞNE 20G 0.90X38 mm**
- ◆ **TEK KULLANIMLIK HİPODERMİK İĞNE 18G 1.20X38 mm**

## ÜRETİCİ / DİSTRİBÜTÖR:

AKÇAR MEDİKAL VE BİYOTEKNOLOJİ SANAYİ  
TİCARET  
LİMİTED ŞİRKETİ

Yeni mahalle mahallesi 1671/1 Sokak No:893B  
ÇİĞLİ/İZMİR

Tel: 444 4 231

E-posta: info@helixeragroup.com

## KULLANIM UYARILARI:

- ◆ Ürün sterilidir.
- ◆ Ürün tek kullanımlıktır ve yeniden kullanılmamalıdır.
- ◆ Ambalajı hasar görmüş ürünleri kullanmayınız.
- ◆ Ürünü dondurmuyunuz.
- ◆ Kullanım öncesinde ürünün bütünlüğünü kontrol ediniz.



Son Kullanma Tarihi (SKT): 04.2028



8685149363142